

Anti-Cox5A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P20674

품목 번호: CM0022173



소개

인간 COX5A를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 녹아웃 모델에서 검증되었습니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 16 kDa 미토콘드리아 단백질을 검출합니다. 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] COX5A Rabbit pAb
비고/별칭	COX5A; COX; COX-VA; VA; cytochrome c oxidase subunit 5A; 5A
종	Human
Gene ID (Human)	9377
Gene ID	9377
면역원	재조합 단백질: 인간 COX5A (NP_004246.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P20674
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백