


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cox5A 토끼 다클론 항체 - P20674

품목 번호: CM0027234



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 토끼 다클론 COX5A 항체. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 콤플렉스 IV 연구에 적합합니다. SWISS: P20674.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COX5A 토끼 pAb
비고/별칭	VA; COX; COX-VA; MC4DN20; COX5A
종	사람
GeneID (사람)	9377
GeneID	9377
면역원	재조합 단백질; 사람 COX5A(NP_004246.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P20674
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백