


Anti-Cox5B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10606

품목 번호: CM0025308



소개

COX5B Rabbit pAb은 미토콘드리아 사이토크롬 c 산화효소 서브유닛 5B를 표적으로 하며, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 14kDa. 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX5B Rabbit pAb
비고/별칭	COXVB; COX5B
종	인간
GeneID (인간)	1329
GeneID	1329
면역원	제조합 단백질 인간 COX5B (NP_001853.2)의 아미노산 32-129에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10606
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩