


Anti-Cox6A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12074

품목 번호: CM0028157



소개

COX6A1을 표적하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 미토콘드리아 사이토크롬 c 산화효소 소단위체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 산화적 인산화 연구 지원.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX6A1 Rabbit pAb
비고/별칭	COX6A; CMTRID; COX6AL; COX6A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1337
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12074
단백질 무게	12kDa
배송	아이스백