

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cox6C 다클론 항체 - P09669

품목 번호: CM0020015



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 COX6C 토끼 다클론 항체입니다. 산화적 인산화에 필수적인 미토콘드리아 시토크롬 c 산화효소 소단위체인 인간 및 마우스 COX6C를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX6C 토끼 pAb
비고/별칭	COX6C
종	인간
GeneID (인간)	1345
GeneID	1345
면역원	합성 펩타이드 인간 COX6C(NP_004365.1)의 아미노산 1-75 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P09669
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스팩