

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cox7A1 다클론 항체 - P24310

품목 번호: CM0017237

소개

COX7A1(시토크롬 c 산화효소 소단위체 7A1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드 COX7A1을 검출합니다. 미토콘드리아 호흡 복합체 IV 및 산화적 인산화를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX7A1 토끼 pAb
비고/별칭	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
종	인간
유전자 ID	1346 (인간)
면역원	인간 COX7A1(NP_001855.1)의 아미노산 1-79에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P24310
단백질 중량	9kDa
배송	아이스팩