

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cox7A1 토끼 단일클론 항체 - P24310

품목 번호: CM0003815

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-COX7A1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 COX7A1과 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 IV 조립 및 호흡 슈퍼복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX7A1 Rabbit mAb
비고/별칭	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1346
GeneID	1346
면역원(Immunogen)	인간 COX7A1 (NP_001855.1)의 아미노산 1-79 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P24310
단백질 분자량	9kDa
배송(Shipping)	아이스팩