

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cox7A2L 단클론 항체 - O14548

품목 번호: CM0010025

소개

KD 검증된 인간 COX7A2L/SCAF1을 표적하는 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 호흡 슈퍼컴플렉스 조립 및 바이오에너지틱스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] COX7A2L Rabbit mAb
비고/별칭	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9167
항원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O14548
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)