

Anti-Cox7A2L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14548

품목 번호: CM0027949

소개

COX7A2L 토끼 폴리클론항체는 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트의 COX7A2L (SCAF1)을 검출합니다. N-말단 영역을 표적으로 하는 재조합 면역원입니다. 미토콘드리아 호흡 슈퍼복합체 조립 및 에너지 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX7A2L Rabbit pAb
비고/별칭	EB1, SCAF1, SCAFI, SIG81, COX7AR, COX7RP, COX7A2L
종	인간
GeneID (Human)	9167
GeneID	9167
면역원	인간 COX7A2L (NP_004709.2)의 아미노산 1-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14548
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백