

## Anti-Cox7A2L Rabbit Polyclonal Antibody (Kd Validated) For Wb And Elisa - O14548

품목 번호: CM0022357

### 소개

COX7A2L (SCAF1)를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 호흡 슈퍼컴플렉스 조립에 관여하며, 인간 샘플 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수             | 값                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명              | [KD Validated] COX7A2L Rabbit pAb                                |
| 비고/별칭            | EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP; [KD Validated] COX7A2L |
| 종                | Human                                                            |
| Gene ID (Human)  | 9167                                                             |
| Gene ID          | 9167                                                             |
| 항원               | 인간 COX7A2L (NP_004709.2)의 아미노산 1-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질   |
| 공급원              | Rabbit                                                           |
| 카테고리             | Polyclonal Antibodies                                            |
| 응용               | WB, ELISA                                                        |
| Cross Reactivity | Human                                                            |
| SWISS            | O14548                                                           |
| 단백질 분자량          | 13kDa                                                            |
| 배송               | Ice bag                                                          |