

Anti-Cox8A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P10176

품목 번호: CM0025866



소개

COX8A Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스와 반응합니다. 표적은 Cytochrome c oxidase subunit 8A, mitochondrial (P10176), 8kDa입니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX8A Rabbit pAb
비고/별칭	COX; COX8; VIII; COX8L; COX8-2; VIII-L; MC4DN15; COX8A
종	인간
GeneID (인간)	1351
GeneID	1351
면역원	재조합 단백질 인간 COX8A (NP_004065.1)의 아미노산 1-69에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P10176
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백