

Wb, If, Elisa용 Anti-Cpa1 Rabbit Polyclonal Antibody - P15085

품목 번호: CM0026052



소개

CPA1 Rabbit pAb은 WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 CPA1(47kDa)과 반응하며, 인간 CPA1의 아미노산 1-100 내부의 합성 펩타이드를 표적으로 합니다. 카르복시펩티다제 A1 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	CPA; CPA1
종(Species)	Human (인간)
GeneID	1357
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CPA1 (NP_001859.1)의 아미노산 1-100 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P15085
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)