

Wb, Elisa용 항Cpa3 다클론 항체 - P15088

품목 번호: CM0020202

소개

토끼에서 생산된 인간 CPA3(비만세포 카르복시펩티다아제 A3)에 대한 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 비만세포 생물학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CPA3 토끼 pAb
비고/별칭	MC-CPA; CPA3
종	인간
GeneID (인간)	1359
GeneID	1359
면역원	인간 CPA3 (NP_001861.2)의 아미노산 110-417에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P15088
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩