

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cpa6 토끼 다클론 항체 - Q8N4T0

품목 번호: CM0016167

소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 항-CPA6 토끼 다클론 항체입니다. 신경펩타이드 처리에 관여하고 간질과 연관된 분비 카르복시펩티다아제인 인간, 마우스, 래트 CPA6(51kDa)을 검출합니다. SWISS: Q8N4T0.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPA6 토끼 pAb
비고/별칭	CPAH; ETL5; FEB11; CPA6
종	인간
유전자 ID	57094
면역원	인간 CPA6(NP_065094.3)의 아미노산 130-437에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N4T0
단백질 분자량	51kDa
배송 방법	아이스 팩