

Anti-Cpb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P15086

품목 번호: CM0014525



소개

인간 CPB1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 췌장 카르복시펩티다제 B 연구 및 IVD 검사법 개발에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CPB1 Rabbit pAb
비고/별칭	CPB; PASP; PCPB; CPB1
종	Human
유전자 ID (인간)	1360
면역원	인간 CPB1 (NP_001862.2)의 아미노산 111-417에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P15086
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩