

Wb 및 Elisa용 Anti-Cpe Rabbit Polyclonal Antibody - P16870

품목 번호: CM0028238

소개

Carboxypeptidase E (CPE)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스와 교차 반응합니다. 신경내분비 생물학 및 호르몬 처리 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	CPE Rabbit pAb
비고/별칭	CPH; BDVS; IDDHH; CPE
종	사람 (Human)
Gene ID	1363
면역원	사람 CPE (NP_001864.1)의 아미노산 257-476에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P16870
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백 (Ice bag)