

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cpeb3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Ne35

품목 번호: CM0018954



소개

인간 CPEB3 (SWISS: Q8NE35)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 쥐와 교차 반응. 기억 및 시냅스 가소성에서의 번역 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPEB3 Rabbit pAb
비고/별칭	CPEB3
종	인간
유전자 ID	22849 (인간)
면역원	인간 CPEB3 (NP_055727.3)의 아미노산 150-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8NE35
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백