

Wb, Elisa용 항-Cplx2 다클론 항체 - Q6Puv4

품목 번호: CM0024842

소개

인간 CPLX2(콤플렉신-2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 시냅스 소포 세포외방출 및 신경질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CPLX2 토끼 pAb
비고/별칭	CPX2; Hfb1; 921-L; CPX-2; CPLX2
종	인간
GeneID (인간)	10814
GeneID	10814
면역원	인간 CPLX2 (NP_006641.1)의 아미노산 1-134번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6PUV4
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩