

Wb 및 Elisa용 Anti-Cpne3 폴리클로날 항체 - O75131

품목 번호: CM0017596

소개

웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CPNE3 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 CPNE3를 인식하며, 이는 ERBB2 매개 종양 세포 이동에 관여하는 칼슘 의존성 인지질 결합 단백질입니다. 암 및 세포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPNE3 Rabbit pAb
비고/별칭	CPN3, PRO1071, CPNE3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	8895
GeneID	8895
면역원(Immunogen)	인간 CPNE3 (NP_003900.1)의 아미노산 238-537에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	O75131
단백질 분자량(Protein Weight)	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)