


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cps1 토끼 단일클론 항체 - P31327

품목 번호: CM0010246



소개

인간 CPS1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 요소 회로 효소를 표적하며 과잉 암모니아를 제거합니다. 간 및 소장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPS1 Rabbit mAb
비고/별칭	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1373
유전자 ID	1373
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CPS1 (NP_001866.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P31327
단백질 분자량	165kDa
배송(Shipping)	아이스백