


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cps1 토끼 단일클론 항체 - P31327

품목 번호: CM0006612



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA용 CPS1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫트 CPS1을 검출합니다. 요소 회로 및 암모니아 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPS1 Rabbit mAb
비고/별칭	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
종	사람 (Human)
GeneID	1373
면역원	사람 CPS1 (NP_001116105.1)의 아미노산 1356-1482에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P31327
단백질 분자량	165kDa
배송	아이스백