


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cps1 토끼 다클로날 항체 - P31327

품목 번호: CM0026068



소개

인간 CPS1 (CPSase I)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 CPS1을 검출하며, 요소 회로 및 암모니아 독성 제거 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPS1 Rabbit pAb
비고/별칭	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1373
유전자 ID	1373
면역원	인간 CPS1 (NP_001866.2)의 아미노산 750-970에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P31327
단백질 분자량	165kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)