


Wb, If/Icc, Elisa용 Cps1 토끼 다클론 항체 - P31327

품목 번호: CM0020448



소개

인간 CPS1(카바모일 인산 합성효소 I)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 랫드와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질(aa 820-930). 요소 회로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPS1 토끼 pAb
비고/별칭	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
종	인간
GeneID (인간)	1373
GeneID	1373
면역원	`재조합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P31327
단백질 분자량	165kDa
배송	아이스팩