


Wb, Elisa용 항-Cpsf1 토끼 다클론 항체 - Q10570

품목 번호: CM0024336



소개

절단 및 폴리아데닐화 특이성 인자 서브유닛인 인간 CPSF1(CPSF160)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성이 있습니다. pre-mRNA 3' 말단 형성 및 유전자 발현 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPSF1 토끼 pAb
비고/별칭	MYP27; CPSF160; P/cl.18; HSU37012; CPSF1
종	인간
유전자ID (인간)	29894
유전자ID	29894
면역원	인간 CPSF1 (NP_037423.2)의 아미노산 700-950에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q10570
단백질 분자량	161kDa
배송	아이스백