

Wb, Elisa용 Anti-Cpsf2 폴리클로날 항체 - Q9P2I0

품목 번호: CM0025882



소개

사람 CPSF2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. pre-mRNA 3' 말단 가공 및 히스톤 mRNA 성숙 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPSF2 Rabbit pAb
비고/별칭	CPSF100; CPSF2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	53981
GeneID	53981
면역원	사람 CPSF2 (NP_059133.1)의 아미노산 450-700에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q9P2I0
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백