

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Cpsf3L 토끼 다클론 항체 - Q5Ta45

품목 번호: CM0029933



소개

인간 CPSF3L/INTS11에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 전사 종결 및 인테그레이터 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPSF3L 토끼 pAb
비고/별칭	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
종	인간
유전자 ID (인간)	54973
유전자 ID	54973
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5TA45
단백질 분자량	68kDa
배송 방법	아이스백