

Wb, Elisa용 Anti-Cpsf4L 다클론 항체 - A6Nmk7

품목 번호: CM0019713

소개

마우스 Cpsf4l을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 샘플에서 mRNA 가공 및 유전자 조절 연구에 적합합니다. 21 kDa 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cpsf4l 토끼 pAb
비고/별칭	D11Ert636e; 0610010C04Rik; 1500000C01Rik; Cpsf4l
종	마우스
유전자 ID (인간)	642843
유전자 ID	52670
면역원	마우스 Cpsf4l의 아미노산 1~228번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_080958.2)
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	A6NMK7
단백질 중량	21kDa
배송	얼음팩