

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Cpsf6 다클론 항체 - Q16630

품목 번호: CM0026427



소개

CPSF6(CFIm68)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 CPSF6(59 kDa)을 검출합니다. mRNA 3' 말단 처리 및 대안적 폴리아데닐화에서 핵심 인자로 작용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CPSF6 토끼 pAb
비고 / 별칭	CFIM; CFIM68; CFIM72; HPBRII-4; HPBRII-7; CPSF6
종	인간
유전자 ID (인간)	11052
유전자 ID	11052
면역원	인간 CPSF6 (NP_008938.2)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16630
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩