

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Cpt1A 토끼 단일클론 항체 - P50416

품목 번호: CM0010549



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 단일클론 Anti-CPT1A 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 지방산 산화, 미토콘드리아 흡수 및 간 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPT1A Rabbit mAb
비고/별칭	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1374
GeneID	1374
면역원	인간 CPT1A (NP_001867.2)의 아미노산 520-720에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P50416
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)