


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cpt1A 토끼 단일클론 항체 - P50416

품목 번호: CM0007068



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 KO 검증된 CPT1A 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 지방산 산화에 필수적인 카르니틴 팔미토일전이효소 1A의 간 아이소폼을 표적으로 합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] CPT1A 토끼 mAb
비고/별칭	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
종	인간
유전자 ID (인간)	1374
유전자 ID	1374
면역원	인간 CPT1A의 재조합 단백질
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P50416
단백질 분자량	88 kDa
배송	아이스팩