


웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, Elisa용 Anti-Cpt1A Rabbit Polyclonal Antibody - P50416

품목 번호: CM0030263



소개

인간 CPT1A를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트 CPT1A를 검출. 미토콘드리아 지방산 산화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPT1A Rabbit pAb
비고/별칭	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
종	인간
유전자 ID (인간)	1374
유전자 ID	1374
면역원	인간 CPT1A (NP_001867.2)의 520-720번 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50416
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백