

Anti-Cpt1B 폴리클론항체 For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

품목 번호: CM0025481

소개

CPT1B Rabbit Polyclonal Antibody (UniProt Q92523)는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 지방산 대사 및 미토콘드리아 베타 산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CPT1B Rabbit pAb
비고/별칭	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1; CPT1B
종	인간
GeneID	1375
면역원	인간 CPT1B (NP_004368.1)의 아미노산 533-772 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92523
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백