

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cpt1B 토끼 단일클론 항체 - Q92523

품목 번호: CM0010124

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-CPT1B 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드의 카르니틴 팔미토일트랜스퍼레이스 1B를 표적으로 합니다. 지방산 대사 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPT1B 토끼 mAb
비고/별칭	CPT1; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPT1-M; M-CPT1; MCCPT1
종	인간
유전자 ID(인간)	1375
유전자 ID	1375
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92523
단백질 분자량	66 kDa/79-88 kDa
배송	아이스팩