

Anti-Cpt1C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tcg5

품목 번호: CM0014169



소개

사람 CPT1C (Q8TCG5)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 신경 팔미토일 티오에스테라제 및 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPT1C Rabbit pAb
비고/별칭	CATL1; CPTIP; CPTIC; SPG73; CPT1-B; CPTI-B; CPT1C
종	사람 (Human)
GeneID	126129
면역원	사람 CPT1C (NP_001129524.1)의 아미노산 270-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q8TCG5
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백