

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cpt2 다클론 항체 - P23786

품목 번호: CM0017497

소개

인간 CPT2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 지방산 베타 산화에 필수적인 약 74kDa의 미토콘드리아 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPT2 토끼 pAb
비고/별칭	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
종	인간
GeneID (인간)	1376
GeneID	1376
면역원	인간 CPT2의 아미노산 404-658에 해당하는 재조합 단백질(NP_000089.1)
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P23786
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스팩