

Wb 및 Elisa용 Anti-Cpt2 토끼 단일클론 항체 - P23786

품목 번호: CM0003273

소개

사람, 쥐, 랫트에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CPT2 토끼 단일클론 항체입니다. 지방산 베타 산화에 필수적인 미토콘드리아 CPT2를 타겟으로 합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPT2 Rabbit mAb
비고/별칭	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1376
GeneID	1376
면역원	합성 펩타이드: 사람 CPT2 (P23786)의 아미노산 559-658 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P23786
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)