

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cpt2 Rabbit Polyclonal Antibody - P23786

품목 번호: CM0026765

소개

인간 CPT2에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응. 지방산 대사 및 미토콘드리아 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CPT2 Rabbit pAb
비고/별칭	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
종	인간
GeneID	1376
면역원	인간 CPT2 (NP_000089.1)의 아미노산 420-658에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P23786
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백