

Wb, Elisa용 항 Cpv1 토끼 다클론 항체 - Q9H3G5

품목 번호: CM0013400

소개

인간 CPVL을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 오솔로그를 검출합니다. 대식세포의 리소좀 카복시펩티다제 기능, 식균작용 및 항원 제시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPVL 토끼 pAb
비고/별칭	HVLP; CPVL
종	인간
GeneID (인간)	54504
GeneID	54504
면역원	인간 CPVL의 아미노산 127-476에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_061902.2).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9H3G5
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩