

Wb 및 Elisa용 Anti-Cpxm1 폴리클로날 항체 - Q96Sm3

품목 번호: CM0021908

소개

인간 CPXM1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 CPXM1을 검출하며, 예측 분자량은 82 kDa입니다. 세포-세포 상호작용 및 금속단백질분해효소 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CPXM1 Rabbit pAb
비고/별칭	CPX1; CPXM; CPXM1
종	인간
GeneID (인간)	56265
GeneID	56265
면역원	재조합 단백질 인간 CPXM1 (Q96SM3)의 아미노산 435-734에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96SM3
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백