

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cr2/Cd21 단일클론 항체 - P20023

품목 번호: CM0006765



소개

인간 CR2/CD21 (Complement receptor type 2)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. B 세포 활성화, 보체 경로 및 EBV 수용체 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CR2/CD21 토끼 mAb
비고/별칭	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
종	인간
GeneID (Human)	1380
GeneID	1380
면역원	합성 펩타이드 인간 CR2/CD21 (NP_001868.2)의 아미노산 934-1033에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20023
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백