

Wb, If-P, Elisa용 항-Cr2/Cd21 토끼 단클론 항체 - P20023

품목 번호: CM0003166



소개

인간 CR2/CD21(보체 수용체 2형)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 인간과 래트에 반응합니다. 면역원: 세포내 펩티드 (aa 934-1033). B세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CR2/CD21 토끼 단클론 항체 (mAb)
비고/별칭	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
종	인간
유전자ID (인간)	1380
유전자ID	1380
면역원	합성 펩티드: 인간 CR2/CD21 (P20023)의 아미노산 934-1033 내 서열에 상응하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P20023
단백질 분자량	113 kDa
배송 방식	아이스 팩