

Wb, Ihc, If, Elisa용 항CR2/Cd21 토끼 다클론 항체 - P20023

품목 번호: CM0028269



소개

WB, IF, IHC, ELISA 응용 분야용 항CR2/CD21 토끼 다클론 항체(Gene ID: 1380)입니다. 사람, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 보체 수용체 2형(CD21), 엡스타인-바 바이러스 수용체 및 B세포 공동수용체를 표적으로 하는 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CR2/CD21 토끼 pAb
비고/별칭	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
종	사람
유전자ID (사람)	1380
유전자ID	1380
면역원	사람 CR2/CD21 (NP_001006659.1)의 아미노산 300-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P20023
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백