


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Crabp2 폴리클론항체 - P29373

품목 번호: CM0027351



### 소개

CRABP2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 CRABP2를 검출합니다. 레티노산 신호전달 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CRABP2 Rabbit pAb                                                         |
| 비고/별칭       | RBP6; CRABP-II; CRABP2                                                    |
| 종           | 인간                                                                        |
| 유전자 ID (인간) | 1382                                                                      |
| 유전자 ID      | 1382                                                                      |
| 면역원         | 재조합 단백질; 인간 CRABP2 (NP_001869.1)의 아미노산 잔기 22-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원산지         | 토끼                                                                        |
| 카테고리        | 폴리클론항체                                                                    |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                               |
| SWISS       | P29373                                                                    |
| 단백질 분자량     | 16kDa                                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                                      |