


Anti-Cracr2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bsw2

품목 번호: CM0017120



소개

WB 및 ELISA용 CRACR2A (RAB46/EFCAB4B) 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 저장소 작동성 Ca²⁺ 유입, CRAC 채널 조절 및 T-세포 신호 전달에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRACR2A Rabbit pAb
비고/별칭	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	84766
GeneID	84766
면역원	인간 CRACR2A (NP_001138430.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BSW2
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백