


Wb, Ihc-P, Elisa용 Cracr2A 항토끼 다클론 항체 - Q9Bsw2

품목 번호: CM0014472



소개

인간 CRACR2A에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 내인성 CRACR2A를 검출하며, 저장소 작동성 칼슘 유입과 T세포 활성화를 연구하는 데 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRACR2A 토끼 pAb
비고/별칭	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
종	인간
GeneID (인간)	84766
GeneID	84766
면역원	재조합 단백질 인간 CRACR2A(NP_001138430.1)의 아미노산 1-200번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BSW2
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩