


Anti-Cralbp 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P12271

품목 번호: CM0029831



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클로날 CRALBP 항체로, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. CRALBP는 시각 주기 재생 및 시각 연구에 필수적인 레티노이드 운반체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRALBP Rabbit pAb
비고/별칭	CRALBP
종(Species)	Human
GeneID (인간)	6017
GeneID	6017
면역원(Immunogen)	인간 CRALBP (NP_000317.1)의 아미노산 1-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse, Rat
SWISS	P12271
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)