

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Crat 다클론 항체 - P43155

품목 번호: CM0030503



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 사용할 수 있는 즉시 사용 가능한 CRAT 토끼 다클론 항체를 만나보세요. 대사 및 신경퇴행 연구를 위해 인간, 마우스 및 래트 CRAT(71 kDa)과 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CRAT 토끼 pAb
비고/별칭	CAT; CAT1; NBIA8; CRAT
종	인간
유전자ID (인간)	1384
유전자ID	1384
면역원	인간 CRAT (NP_000746.3)의 아미노산 380-626에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43155
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백