

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Crbn Rabbit Monoclonal Antibody - Q96Sw2

품목 번호: CM0006415



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증된 Rabbit monoclonal anti-CRBN 항체입니다. E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 기질 수용체이며 프로테아좀 분해에 필수적인 cereblon을 표적합니다. 인간, 마우스, 래트에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRBN Rabbit mAb
비고/별칭	MRT2; MRT2A; CRBN
종	인간
유전자 ID (인간)	51185
면역원	인간 CRBN (NP_057386.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96SW2
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백