


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Crcp Rabbit Polyclonal Antibody - 075575

품목 번호: CM0027811



소개

Western blot, IHC 및 ELISA용 CRCP(CGRP-RCP, POLR3I)에 대한 Rabbit polyclonal antibody입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었습니다. RNA 폴리메라제 III 및 CGRP 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CRCP Rabbit pAb
비고/별칭	C17, RCP, RCP9, RPC9, POLR3I, POLR3J, CGRPRCP, CGRP-RCP, CRCP
종	인간
유전자 ID	27297
면역원	인간 CRCP (NP_001035737.1)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75575
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백