

Anti-Creb3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43889

품목 번호: CM0026118

소개

인간 CREB3 (LZIP/LUMAN)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트 CREB3를 검출. UPR, 면역, 바이러스 병인에 관여하는 ER 스트레스 전사 인자를 표적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CREB3 Rabbit pAb
비고 / 별칭	LZIP; LUMAN; sLZIP; CREB3
종	인간
GeneID (Human)	10488
GeneID	10488
면역원	인간 CREB3 (NP_006359.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O43889
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백